

ELECTROESTIMULADOR

EMS DIGITAL 7500

Proporciona un poderoso alivio del dolor con este dispositivo portátil y de bolsillo. Capaz de tratar afecciones crónicas y agudas, su unidad EMS (estimulación muscular eléctrica) digital también es fácil de usar con una pantalla LCD clara que muestra el modo, la intensidad, el temporizador y la salida. La cubierta con bisagras protege los interruptores fáciles de presionar de cambios accidentales de configuración.



CARACTERÍSTICAS

- 3 modos de tratamiento definidos por el usuario:
 - Constante
 - Sincrónico
 - Suplente
- Medidor de cumplimiento del paciente.
- El sistema incluye dispositivo, cables conductores, cuatro electrodos reutilizables autoadhesivos.
- Batería de 9 voltios.
- Indicador de batería baja
- El medidor de cumplimiento del paciente puede almacenar hasta 60 conjuntos de registros de operación y 999 horas.
- Estuche de transporte de plástico duro.
- Manual de instrucciones.

ESPECIFICACIONES

- | | |
|--|--|
| Marca:
Roscoe Medical | Frecuencia de pulso:
2-120 Hz |
| Amplitud:
100 mA en carga de 500 pph | Rampa de pulso:
1-8 segundos |
| Índice de pulso:
2~150 Hz | Tiempo de contracción:
0-90 segundos |
| Ancho de pulso:
50-300 Å | Tiempo de relajación:
2-90 segundos |
| Alimentación:
Batería 9V | Onda:
Pulso cuadrado asimétrico bifásico |
| Tiempo de registro:
999 horas | Temporizador:
1-60 minutos o continuo |