

ELECTROESTIMULADOR

INTENSITY SELECT COMBO II

El InTENSity™ Select Combo II es un dispositivo de electroterapia de dos canales de salida que cuenta con modos TENS, EMS, Interferencial (IF) y Estimulación rusa. Estas 4 modalidades ahora son recomendadas regularmente por médicos, fisioterapeutas y otros profesionales médicos en todo el mundo.

TENS, EMS, IF y Russian Stimulation son métodos libres de drogas para controlar el dolor crónico y agudo mediante el envío de impulsos eléctricos profundos a los nervios y músculos.



CARACTERÍSTICAS

- Diseño de alta tecnología con pantalla LCD extra grande: ¡fácil de ver y usar!
- Modos de terapia 4 en 1 con TENS, EMS, IF y estimulación rusa.
- 6 botones terapéuticos para partes del cuerpo disponibles.
- Programas corporales predefinidos o opción de modos definidos por el usuario.
- Temporizador de tratamiento totalmente programable.
- Batería de iones de litio recargable de 3,7 V con luz indicadora de carga LED.
- Indicador de carga de electrodos.
- Medidor de cumplimiento.
- Diseño portátil para pacientes en movimiento con clip para cinturón extraíble.
- Electrodos InTENSity™ de la más alta calidad incluidos.

ESPECIFICACIONES

Marca:

Roscoe Medical

Frecuencia de pulso:

De 1 a 150 Hz

Ancho de pulso:

TENS: 50~400

NMES: 200~400

IF: 100/200/400

RUSSIAN: 400

Amplitud de pulso:

de 0 a 100mA en 1000 ohm

Temporizador:

5 a 90 mins

Alimentación:

Batería recargable de litio 3.7V

Forma de onda:

Pulso cuadrado bi-fásica simétrica