

TENSIÓMETRO ANEROIDE

MEDIMAX

Instrumento médico empleado para la medición indirecta de la presión arterial, proporcionando los resultados en milímetros de mercurio (mmHg).



CARACTERÍSTICAS

- Manómetro especial de aleación de aluminio.
- Puño clásico de nylon.
- Bulbo común de PVC.
- Válvula de bulbo.
- Bolsa de vinilo con cremallera.

ESPECIFICACIONES

Marca:
Medimax®

Rango brazaletes:
22 - 32 cm

Dimensiones:
6.5x10.8x17 cm

Colores disponibles:

● 4302

● 4303