

ASIENTO DE BAÑO

CON RESPALDO BARIÁTRICO

El asiento del baño es un banco de baño de seguridad fabricado con orificios de drenaje en el asiento para reducir el deslizamiento. Construido con aluminio duradero y resistente a la corrosión. Cuenta con un respaldo para mayor comodidad y apoyo del paciente y crucetas que refuerzan para mayor soporte y seguridad.



CARACTERÍSTICAS

- Estructura en aluminio con tornillos de acero inoxidable.
- Terminación anodizado.
- Asiento y respaldo en PVC de alto impacto con orificios que permiten el drenaje del agua.
- Montaje de asiento y patas sin herramientas.
- Orificios de drenaje reducen el deslizamiento.
- Altura ajustable.

ESPECIFICACIONES

Marca:

Medimax®

Capacidad de peso:

500 lbs.

