


## COJÍN THERAMED

El cojín Theramed, ofrece confort y seguridad, distribuyendo de manera óptima el peso y reduciendo la aparición de úlceras o escaras.



### CARACTERÍSTICAS

- Ofrece un soporte postural para mejorar la posición del usuario y mejorar la distribución del peso en la zona del sacro.
- Está compuesto por múltiples capas de espuma con un centro estabilizador de gel que disipa el calor.
- Cubierta resistente al agua y fácil de limpiar.
- Amortigua el impacto y previene la aparición de úlceras por presión.

### ESPECIFICACIONES

**Marca:**

Theramart®

**Peso:**

2.6 kg

**Material:**

60% poliuretano + 40% gel

**Dimensiones:**

46x41x7.5 cm