

INODORO PORTÁTIL

3 EN 1 CON TAPA

Diseñado para pacientes con restricción de movilidad en la articulación de la cadera y para uso post operatorio.



CARACTERÍSTICAS

- Estructura de aluminio adonizado.
- Totalmente plegable.
- Asiento con respaldo que permite retirarlo en forma rápida para facilitar la limpieza.
- Con descansabrazos para mayor comodidad del usuario.
- Asiento de WC con recipiente de plástico con tapa incluida para facilitar la desinfección y el mantenimiento adecuado.
- De base ancha que provee una mayor estabilidad al usuario.
- Altura ajustable, con siete niveles
- Con regatones de hule anti derrapantes que brindan mayor firmeza y estabilidad.

ESPECIFICACIONES

Marca:

Medimax®

Ancho asiento:

19"

Profundidad asiento:

14"

Altura mínima:

16"

Altura máxima:

21"

Capacidad de peso:

200 Lbs.