

## MESA DE ALIMENTACIÓN

### INCLINABLE

La mesa de comedor portátil para el cuidado del paciente. El tablero de la mesa está hecho de madera contrachapada de grano de manera con superficie de melamina, inclinable y con soportes a los bordes de la superficie.

El núcleo interno está hecho de acero inoxidable en la base de la mesa. Las resistentes ruedas de plástico de 2 pulgadas, frenos en las 4 ruedas, se pueden ajustar de arriba hacia abajo presionando y empujando la placa de la mesa hacia arriba.



### CARACTERÍSTICAS

- Estructura de acero inoxidable.
- Superficie de melamina.
- Frenos en las 4 ruedas.

### ESPECIFICACIONES

**Marca:**

Medimax®

**Material:**

Acero esmaltado

**Color:**

Café oscuro